



Reveillez  
l'énergie  
qui sommeille  
en vous



Mesdames, Messieurs,

De nouveaux témoignages sont disponibles sur le site ZV2, je vous invite à aller les lire et à les partager autour de vous. Je suis heureux de vous faire parvenir cette 6<sup>ème</sup> Newsletter.

## Témoignage :

En 2021, j'ai glissé sur une plaque de verglas et me suis mal réceptionnée sur mes mains. L'une d'elles s'est enflée et mon poignet était très douloureux.

Après une consultation médicale, il s'est avéré que j'avais une Ténosynovite, soit une inflammation d'un tendon et de sa gaine synoviale.

J'ai porté une attelle plusieurs mois mais la douleur était si forte que j'ai consulté un spécialiste de la main. Le chirurgien voulait m'opérer rapidement.

Sous le choc, je lui demande s'il y a une autre alternative, oui, éventuellement des infiltrations.

Me voilà partie pour une première et unique infiltration. Peu d'effet suite à cela.

Equipée du ZViolone, j'ai décidé d'appliquer la lumino plusieurs fois par jour. Dès que j'étais assise, je l'utilisais.

La douleur s'estompait petit à petit et au bout de 6 mois, j'ai consulté un mésothérapeute qui n'a pu que constater que je n'avais plus rien.

Essayez, dans la mesure du possible, des méthodes non invasives avant toute opération.

Fait à Montlieu la Garde le 16 avril 2025



Vous êtes satisfaits de ce que ZV2 vous apporte, alors n'hésitez pas à nous donner votre avis en cliquant sur ce lien :

[Votre avis](#)

Vous pouvez également m'envoyer votre témoignage :

[contact@zv2.fr](mailto:contact@zv2.fr)

Vous lire permettra certainement à quelqu'un ayant des soucis semblables aux vôtres à comprendre qu'il n'est pas tout seul et que ZV2 peut l'aider à vivre mieux.

## « Intensité » ou « Programme » :

Lorsque vous utilisez l'applicateur local ou le coussin, vous avez le choix entre les menus « Intensité » et « Program ». Avec la Lumino, il est recommandé d'utiliser le menu « Intensité » au niveau 12 (Cf. Newsletter du 4<sup>ème</sup> trimestre 2024).

Pour rappel, le ZV2 est un générateur de fréquences dont l'objectif est d'aider les cellules à se réharmoniser afin qu'elles jouent leurs rôles le plus efficacement possible. Avec le VHD, c'est environ 11 000 fréquences de bases qui sont émises plus des dizaines de milliers d'harmoniques dus à la forme du signal.

Le ZV2 met 3 minutes pour émettre l'ensemble de son spectre de fréquences.

Lorsque vous choisissez le menu « Intensité » sur votre tablette, quelle que soit la puissance choisie (de 1 à 12), la séance dure 12 minutes, le signal ZV2 est donc émis quatre fois de suite avec la même puissance.

Lorsque vous choisissez le menu « Program » sur votre tablette, la séance dure entre 12 et 24 minutes selon la puissance choisie (de P1 à P5, le P6 étant un programme combinant les programmes P2, P4 et P5), le signal est donc émis entre quatre et six fois mais avec des puissances progressives.

Plus la puissance choisie est élevée, plus le signal pénètre en profondeur dans l'organisme.

Lorsque vous choisissez le menu « Intensité » sur votre tablette, le signal est émis avec la même puissance et donc atteint les mêmes cellules tout au long de la séance.

Lorsque vous choisissez le menu « Program » sur votre tablette, à la fin de chaque cycle des 3 minutes nécessaires pour émettre le signal, la puissance d'émission augmente pour atteindre progressivement d'autres cellules plus profondes.

L'expérience montre chez de nombreuses personnes que les « Program », avec leurs puissances progressives, donnent de meilleurs résultats. Je vous conseille donc de les tester en premier.

Bien que nous soyons tous différents avec une porosité de notre organisme au signal ZV2 différente, voici quelques informations pour choisir la puissance la plus adaptée.

- Programmes P1/P2 - Intensités 1 à 3 : détente psychique et physique pendant 12 minutes.
- Programme P3 - Intensités 4 à 6 : le signal va jusqu'à la peau : microcirculation, circulation lymphatique, terminaisons nerveuses.
- Programme P4 - Intensités 7 à 9 : le signal va jusqu'aux organes, aux fascias, aux tissus musculaires, aux tendons.
- Programme P5 - Intensités 10 à 12 : le signal va jusqu'aux articulations, aux cartilages, aux os et à la moelle osseuse.

Ces informations sont indicatives et dépendent de la sensibilité individuelle de chacun au signal émis par le ZV2. Je vous recommande donc de tester les différentes possibilités afin d'en apprécier leurs effets sur votre organisme.

*Notre équipement n'est pas un matériel médical. Les informations mentionnées dans cette newsletter ne remplacent en aucun cas un avis médical ou un traitement en cours.*



A2Z – sarl  
6 Kerverniou – 29370 Elliant  
06 19 65 00 01 – [contact@zv2.fr](mailto:contact@zv2.fr) – [www.zv2.fr](http://www.zv2.fr)  
RCS Quimper : 947 854 535 00020 – APE : 46.45Z  
TVA : FR81 947 854 535

